

Avance[®] Solo:

Guia de utilização para pacientes

Considerações a ter em conta se estiver a receber tratamento com o sistema de terapia de pressão negativa Avance[®] Solo





Conteúdo

Introdução ao sistema de Terapia de Pressão Negativa (TPN)

Conheça a TPN e o Avance® Solo 04-05

O que ter em mente ao utilizar o Avance® Solo

Aprenda o que fazer e o que evitar ao utilizar o sistema de terapia de pressão negativa Avance® Solo 06-07

Como cuidar do sistema Avance® Solo

Informações sobre como limpar e cuidar do seu dispositivo médico e o que significam os alarmes visuais e sonoros 08-11

Visite o website Avance Solo para pacientes para mais informações sobre como utilizar o sistema, mudar as pilhas e o reservatório e o significado dos alarmes.



www.avancesolo.pt

Nota: Deve contactar imediatamente o seu profissional de saúde se tiver algum problema. Nomeadamente, hemorragia, tensão arterial elevada ou problemas com o dispositivo. Se tiver alguma dúvida, contacte o seu prestador de cuidados:


Nome: _____

Tel: _____

Email: _____

**Está a ser tratado com o Sistema de
Terapia de Pressão Negativa Avance® Solo
da Mölnlycke®.**
**Este folheto irá informá-lo sobre como
utilizar e cuidar do dispositivo.**
Leia-o com atenção.

**Quais são os elementos
constituintes do
Avance® Solo?**




O que é a Terapia de Pressão Negativa (TPN) para o tratamento de feridas?

A Terapia de Pressão Negativa (TPN) é um método de tratamento de feridas que utiliza aspiração. O penso é hermético e a bomba aplica uma pressão negativa, limpando o exsudado e os fluidos da ferida.

Quais são os benefícios deste sistema?

- Ajuda no tratamento de feridas complexas e de cicatrização lenta¹
- Ajuda a reduzir o inchaço e protege a ferida de contaminação externa²



O que ter em mente ao utilizar o Avance® Solo

O Avance® Solo é um dispositivo médico e deve ser tratado com os devidos cuidados. Para obter instruções completas, advertências e precauções, consulte o manual de utilização do paciente incluído na embalagem do produto.

O que não deve fazer:

- Mudar o penso sozinho.
- Expor o dispositivo, o reservatório, o tubo ou o penso a jatos de água diretos (temperatura entre 5–40°C).
- Mergulhar o penso, a bomba, o reservatório ou o tubo em água.
- Utilizar o dispositivo num avião. Remover as pilhas durante as viagens de avião.
- Desmontar ou manipular o dispositivo.
- Mantenha o dispositivo longe do alcance de crianças ou animais de estimação.

Características importantes:

- Certifique-se de que conhece os alarmes visuais e sonoros de fugas, bloqueio e pilha fraca da bomba Avance Solo.
- O sinal pulsante constante da bomba é a confirmação de que o sistema está operacional, a remover continuamente o excesso de exsudado e a manter o nível de pressão correto.
- Verifique se o penso está contraído e firme ao toque. Caso contrário, consulte um profissional de saúde.

Certifique-se de que transporta e posiciona o dispositivo de modo a evitar:

- Entalamento ou estrangulamento (ou seja, tubos enrolados à volta do corpo).
- Que os tubos fiquem com nós ou bloqueados.
- Ao usar a mola para o cinto, certifique-se de que é colocada de ambos os lados da cintura. Se por uma questão de conforto ou comodidade, a colocar à frente, retire-a antes de se sentar para evitar que a bomba seja empurrada para fora da mola para o cinto.


Como gerir as rotinas de higiene diária

Pode tomar duchas ligeiras durante o período de tratamento com Avance Solo, evitando sempre o contacto da água com a bomba e o reservatório, e tendo o cuidado de não aplicar o jato de água diretamente sobre o penso. Siga as orientações abaixo sobre o manuseamento correto do dispositivo durante as rotinas de higiene para evitar a contaminação.


Passos para tomar um duche ligeiro:




Pause a terapia premindo o botão de arranque verde e soltando-o após dois (2) segundos.




Bloqueie o tubo do reservatório e o tubo do penso, colocando as abraçadeiras deslizantes junto aos conectores verdes e empurre até à parte mais estreita (pinça).



Desligue o tubo do reservatório da bomba do tubo do penso e deixe a unidade da bomba fora do duche em segurança.



Certifique-se de que o tubo do penso não é submerso em água quando tomar duche.



Após o duche, volte a ligar o penso à bomba e reservatório com os conectores verdes. Depois de ligados, solte o tubo da parte mais estreita (pinça) nas duas abraçadeiras.



Reinicie a terapia, premindo o botão de arranque verde e soltando-o após dois (2) segundos, até que a bomba seja ativada e o botão pisque.

Como cuidar do Avance® Solo

Mudar o reservatório

É possível ver se o reservatório precisa de ser mudado através da janela transparente na parte posterior ou se há um alarme de bloqueio da bomba. Para substituir o reservatório, siga os passos abaixo. Sempre que possível, treine o processo de substituição do reservatório com o seu profissional de saúde quando receber o Avance® Solo.



Coloque em pausa a bomba premindo o botão de arranque verde e soltando-o após 2 segundos. A bomba emitirá dois avisos sonoros para confirmar que está no modo de pausa.



Deslize as abraçadeiras do tubo para junto dos conectores verdes e bloqueie o tubo na parte mais estreita (pinça) para garantir que não há fugas de fluido ao remover o tubo.



Solte o tubo na parte posterior da bomba. Pressione com força a lingueta lateral nervurada e puxe, oscilando suavemente, para separar o reservatório. Ligue o novo reservatório. O reservatório tem de ficar bem encaixado, tal é necessário para manter uma barreira hermética eficaz.



Encaixe os dois conectores verdes, solte o tubo do penso da parte mais estreita (pinça) da abraçadeira e reinicie a bomba, premindo o botão de arranque verde e soltando-o após 2 segundos. Certifique-se de que a pressão negativa está ativa, o penso deve estar contraído e firme ao toque.

Substituir as pilhas

Deve substituir as duas (2) pilhas se houver um alarme de pilha fraca ou após 7 dias. Utilize apenas pilhas de lítio AA 1,5 V GP15LF.

Para substituir as pilhas, realize os seguintes passos:

- Se a bomba ainda estiver ativa, pare-a premindo o botão de arranque verde e soltando-o após dois (2) segundos.
- Abra o compartimento das pilhas, deslizando a tampa.
- Retire as pilhas.
- Insira pilhas novas, certificando-se de que o terminal positivo (marcado com +) e o terminal negativo (marcado com -) de cada pilha correspondem à etiqueta +/- no compartimento das pilhas.
- Feche a tampa do compartimento das pilhas.
- Reinicie a bomba premindo o botão de arranque verde e soltando-o após 2 segundos. Certifique-se de que a pressão negativa está ativa, o penso deve estar contraído e firme ao toque.



Limpar o dispositivo

A limpeza ocasional da bomba pode ser feita com um pano húmido ou com um detergente não abrasivo. Não coloque a bomba debaixo de água corrente.



Visite o website Avance Solo para mais informações sobre como utilizar o sistema, mudar as pilhas e o reservatório e o significado dos alarmes.



O que significam os alarmes emitidos pelo Avance® Solo?

O dispositivo utiliza vários alarmes para o alertar para funcionamentos ou a necessidade de tomar medidas. Certifique-se de que é capaz de ouvir e compreender os vários alarmes.

Para colocar a terapia em pausa, mantenha premido o botão verde de arranque e solte-o após dois (2) segundos. Quando em pausa, a bomba arranca automaticamente após 60 minutos. Para reiniciar a terapia, pressione o botão verde de arranque e solte-o após dois (2) segundos até a bomba ser ativada e o botão de arranque ficar intermitente.

Alarmes e resolução de problemas

Descrição do visor com alarmes sonoros e visuais		Possíveis causas
	O indicador luminoso de FUGA pisca uma vez por segundo. A bomba emite alarmes repetidamente com um sinal sonoro e depois faz uma pausa.	Foi detetada uma fuga de ar.
	O indicador luminoso de BLOQUEIO pisca uma vez por segundo. A bomba emite alarmes repetidamente com um sinal sonoro e depois para.	O reservatório está cheio ou há um bloqueio nos tubos.
	O indicador luminoso de PILHA FRACA pisca uma vez a cada cinco (5) segundos. Quando restam menos de 4 horas de duração da pilha, emite o aviso PILHA FRACA. O indicador luminoso pisca uma vez por segundo e a bomba emite repetidamente um sinal sonoro.	As pilhas estão quase gastas.
	Todos os indicadores luminosos piscam ao mesmo tempo, uma vez por segundo, e a bomba emite repetidamente um sinal sonoro.	Alarme de FALHA INTERNA e a bomba não pode ser ligada.

Nota: A bomba emitirá um som pulsante regular que é audível enquanto o sistema está ligado. Isto é absolutamente normal e uma confirmação de que o sistema está a funcionar corretamente.

Como resolver o problema

Para corrigir uma fuga:

Pressione à volta do bordo do penso e das tiras para melhorar o contacto com a pele. Verifique se o reservatório está ligado à bomba, se o tubo do reservatório está ligado à caixa e se o tubo do penso está ligado ao tubo do reservatório.

Prima o botão de arranque verde para reiniciar a bomba. Se a fuga não for resolvida, a bomba voltará a emitir um alarme de fuga e depois fará uma pausa na terapia. Se isto acontecer e não for resolvido, contacte o seu profissional de saúde.

Para corrigir um bloqueio:

Certifique-se de que o tubo não está dobrado nem torcido. Se o reservatório estiver cheio, troque-o de acordo com as instruções na página 8 deste documento ou no manual de utilização (incluído na embalagem do produto), na secção 7.3. Prima o botão de arranque verde para reiniciar a bomba. Se o bloqueio não for resolvido, a bomba voltará a emitir um alarme de bloqueio e, em seguida, interromperá a terapia.

Se isto acontecer, contacte o seu profissional de saúde.

Para substituir as pilhas:

Substitua as pilhas de acordo com as instruções da página 9 deste documento ou com o manual de utilização (incluído na embalagem do produto), na secção 7.4. Utilize apenas pilhas de lítio do tipo e do modelo especificados para este produto pela Mölnlycke. Prima o botão de arranque verde para reiniciar a bomba.

Contacte um profissional de saúde ou a Mölnlycke.

Proving it every day

Na Mölnlycke oferecemos soluções inovadoras para o tratamento de feridas e a prevenção de úlceras de pressão, bem como soluções cirúrgicas que aumentam a segurança e a eficiência no bloco operatório. Soluções para o ajudar a alcançar melhores resultados e que são avalizadas por uma sólida evidência clínica. Em tudo o que fazemos, somos guiados por um único propósito: ajudar os profissionais de saúde a darem o seu melhor.

E estamos empenhados em demonstrá-lo todos os dias.

Referências:

1. Apelqvist, J., Willy, C., Fagerdahl, A.M. et al. Negative Pressure Wound Therapy – overview, challenges and perspectives. J Wound Care 2017; 26: 3, Suppl 3, S1-S113. 2. Willy C, Agarwal A, Andersen CA, Santis GD, Gabriel A, Grauhan O, Guerra OM, Lipsky BA, Malas MB, Mathiesen LL, Singh DP, Reddy VS. Closed incision negative pressure therapy: international multidisciplinary consensus recommendations. Int Wound J 2016; doi: 10.1111/iwj.12612. 2-7. Data on file (ref10) (ref15) (ref17) (ref18) (ref23) (ref24).

Mais informações em www.molnlycke.pt

Mölnlycke Health Care, Rua Brito Capelo, 807 - 4450-068 Matosinhos. Tel: 800 832 096. Mölnlycke e Avance são nomes, logós e marcas registadas globalmente por uma ou mais empresas do grupo Mölnlycke Health Care. © 2024 Mölnlycke Health Care. Todos os direitos reservados.

