

Why Biogel?

開発時から変わらぬ機能性！
はやく！はつきり！大きく！
ピンホールを検知するダブルグローブの
インディケーターシステム¹

メンリッケ社員による自社工場での製造
を行うことにより、安定した製品を提供。
高いトレーサビリティと品質を実現。
安定した製品を提供。




使用前のピンホール数を極限まで軽減
する、目視とエアーでの全数検査を実施。
手術用滅菌グローブのピンホール検査
の基準値 AQL*0.65³をパッケージ後の
抜き取り検査にてクリア。

AQL: EU=0.65(EN455-1 2020)、JIS=1.5

手術用グローブは医療機器。
エンドトキシンのFDA 医療機器基準値
をクリアした手術用グローブ²

* Biogel はロットごとにエンドトキシンレベルをテストしています。
→ 10EU/ 双



多くが認める
優れたフィット感と快適性⁴

MHCPSU-202206-04

目的に沿ったグローブ選択

Biogel[®] 手術用手袋



*AQL(合格品質基準): 無作為の抜き取り検査で許容される不良率の基準

1) Why Choose Biogel, MKT004.2009 Data on file.
2) REPRHJV004, Biogel endotoxin Report, 100% Non-Pyrogenic Surgical Gloves, 2010; Data on file. 3) MHC data on file. 4) Biogel Challenge Result 94% of Surgeons

製造販売業者
メンリッケヘルスケア株式会社
〒160-0023 東京都新宿区西新宿 6-20-7 4F
Tel: 03 6914 5006 / fax: 03 5909 1142

Biogel[®]

Mölnlycke[®]

The Mölnlycke Health Care trademark, name and logo is registered globally to one or more of the Mölnlycke Health Care Group of Companies. ©2017 Mölnlycke Health Care AB. All rights reserved. HQPR0023

ラテックスアレルギー対策に 合成ゴムグローブ

製品名	製品の特徴	品番	サイズ	備考	
バイオジェル®PI マイクロ 素材：ポリイソブレン 色：乳白色 厚さ：0.21mm		その柔らかさと薄さで手技に影響することなく使用していただけるグローブです。1枚で使用されることはもちろんですが、ダブルグローブをされる際にはお勧めのオーバーグローブです。界面活性剤フリーです。	48555	5.5	医療機器認証番号： 227ADBZX00200000 販売名： バイオジェル PI マイクロ
			48560	6.0	
			48565	6.5	
			48570	7.0	
			48575	7.5	
			48580	8.0	
			48585	8.5	
48590	9.0				
バイオジェル®PI マイクロ インディケーターアンダーグローブ 素材：ポリイソブレン 色：ブルー 厚さ：0.21mm		ダブルグローブ用のアンダーグローブです。従来のグローブより20%薄くなり、手技に影響をきたす事の少ない上に、はっきり、はやく、大きくピンボールをお知らせします。界面活性剤フリーです。	48955	5.5	医療機器認証番号： 227ADBZX00200000 販売名： バイオジェル PI マイクロ
			48960	6.0	
			48965	6.5	
			48970	7.0	
			48975	7.5	
			48980	8.0	
			48985	8.5	
48990	9.0				
バイオジェル®PI マイクロ インディケーターシステム 素材：ポリイソブレン 色：ブルー、乳白色 厚さ：0.21mm		ダブルグローブ用にPIマイクロのアンダーグローブとオーバーグローブが2枚セットになったシステムです。アンダーグローブのサイズは弊社推奨の半サイズ上のサイズになっています。	48355	5.5	医療機器認証番号： 227ADBZX00200000 販売名： バイオジェル PI マイクロ
			48360	6.0	
			48365	6.5	
			48370	7.0	
			48375	7.5	
			48380	8.0	
			48385	8.5	
バイオジェル®PI ウルトラタッチ 素材：ポリイソブレン 色：乳白色 厚さ：0.27mm		天然ゴムと分子構造が似た素材により、合成ゴムとは思えない柔らかさと優れたフィット感が特徴です。単品、または、ダブルグローブのオーバーグローブとしてもお勧めします。	40955	5.5	医療機器認証番号： 222ADBZX00082000 販売名： バイオジェル スキンセンス PI
			40960	6.0	
			40965	6.5	
			40970	7.0	
			40975	7.5	
			40980	8.0	
			40985	8.5	
40990	9.0				
バイオジェル®PI ウルトラタッチ M 素材：ポリイソブレン 色：乳白色 厚さ：0.29mm		柔らかさと優れたフィット感はそのままだに、グリップ力を強化した表面加工をしています。(エンボス加工)単品、二重装着の外手袋のどちらでも装着感、使用感の高い製品です。	42655	5.5	医療機器認証番号： 222ADBZX00082000 販売名： バイオジェル スキンセンス PI
			42660	6.0	
			42665	6.5	
			42670	7.0	
			42675	7.5	
			42680	8.0	
			42685	8.5	
42690	9.0				
バイオジェル®PI インディケーター アンダーグローブ 素材：ポリイソブレン 色：ブルー 厚さ：0.28mm		ダブルグローブ用アンダーグローブです。手袋の外側にコーティングが施されているため、スムーズに装着できます。ブルー色ではっきりとピンボールをお知らせします。	41655	5.5	医療機器認証番号： 222ADBZX00083000 販売名： バイオジェル PI インディケーター アンダーグローブ
			41660	6.0	
			41665	6.5	
			41670	7.0	
			41675	7.5	
			41680	8.0	
			41685	8.5	
41690	9.0				
バイオジェル®スキンセンス 素材：ポリクロロブレン 色：小麦色 厚さ：0.21mm		耐薬品性に優れたポリクロロブレン製のグローブです。経済的なラテックスフリー化を考慮される場合の汎用性のある製品です。	50955	5.5	医療機器認証番号： 220ADBZX00134000 販売名： バイオジェル スキンセンス
			50960	6.0	
			50965	6.5	
			50970	7.0	
			50975	7.5	
			50980	8.0	
			50985	8.5	
50990	9.0				
バイオジェル®スキンセンス インディケーターアンダーグローブ 素材：ポリクロロブレン 色：ブルー 厚さ：0.22mm		耐薬品性に優れたポリクロロブレン製のグローブです。アンダーグローブとして、経済的なラテックスフリー化を考慮される場合の汎用性のある製品です。	40655	5.5	医療機器認証番号： 220ADBZX00134000 販売名： バイオジェル スキンセンス
			40660	6.0	
			40665	6.5	
			40670	7.0	
			40675	7.5	
			40680	8.0	
			40685	8.5	
40690	9.0				

アレルギー / 手荒れ対策に 合成ゴムグローブ

製品名	製品の特徴	品番	サイズ	備考	
バイオジェル®PI ウルトラタッチ S 素材：ポリイソブレン 色：乳白色 厚さ：0.27mm		グローブが原因の接触性皮膚炎のある方向けのグローブです。FDAのLow Dermatitis Potential Claim 取得の手に優しいグローブです。手の感覚を重要視される方にお勧めです。界面活性剤フリーです。	45555	5.5	医療機器認証番号： 301ADBZX00011000 販売名： バイオジェル PI ウルトラタッチ S
			45560	6.0	
			45565	6.5	
			45570	7.0	
			45575	7.5	
			45580	8.0	
			45585	8.5	
45590	9.0				
バイオジェル®PI ウルトラタッチ S インディケーターアンダーグローブ 素材：ポリイソブレン 色：ブルー 厚さ：0.26mm		FDAのLow Dermatitis Potential Claim 取得の手に優しいグローブです。PI独自の柔らかさでダブルグローブのアンダーとしてお勧めです。界面活性剤フリーです。	45955	5.5	医療機器認証番号： 301ADBZX00011000 販売名： バイオジェル PI ウルトラタッチ S
			45960	6.0	
			45965	6.5	
			45970	7.0	
			45975	7.5	
			45980	8.0	
			45985	8.5	
45990	9.0				
バイオジェル®ネオダーム 素材：ポリクロロブレン 色：オリーブ 厚さ：0.22mm		合成ゴムの製造に一般的に含まれる加硫促進剤を使わずに製造したのグローブです。タイプIVアレルギーの中で加硫促進剤が原因で手荒れなどのアレルギー症状のある方向けのグローブです。	42955	5.5	医療機器認証番号： 224ADBZX00108000 販売名： バイオジェル ネオダーム
			42960	6.0	
			42965	6.5	
			42970	7.0	
			42975	7.5	
			42980	8.0	
			42985	8.5	
42990	9.0				

ラテックスグローブ

製品名	製品の特徴	品番	サイズ	備考	
バイオジェル®スーパーセンシティブ 素材：天然ゴム 色：小麦色 厚さ：0.22mm		天然ゴムの柔らかさと優れたフィット感が特徴です。単品、または、ダブルグローブのオーバーグローブとしてもお勧めします。	82555	5.5	医療機器認証番号： 222ADBZX00081000 販売名： バイオジェル スーパーセンシティブ
			82560	6.0	
			82565	6.5	
			82570	7.0	
			82575	7.5	
			82580	8.0	
			82585	8.5	
82590	9.0				
バイオジェル®センサー 素材：天然ゴム 色：小麦色 厚さ：0.23mm		優れたフィット感はそのままだに、グリップ力を強化した表面加工をしています。(エンボス加工)単品、二重装着の外手袋のどちらでも装着感、使用感の高い製品です。	30655	5.5	医療機器認証番号： 222ADBZX00019000 販売名： バイオジェル センサー
			30660	6.0	
			30665	6.5	
			30670	7.0	
			30675	7.5	
			30680	8.0	
			30685	8.5	
30690	9.0				
バイオジェル®インディケーター アンダーグローブ 素材：天然ゴム 色：グリーン 厚さ：0.22mm		ダブルグローブ用アンダーグローブです。手袋の外側にコーティングが施されているため、スムーズに装着できます。グリーン色ではっきりとピンボールをお知らせします。	9931255	5.5	医療機器認証番号： 222ADBZX00020000 販売名： バイオジェル インディケーター アンダーグローブ
			9931260	6.0	
			9931265	6.5	
			9931270	7.0	
			9931275	7.5	
			9931280	8.0	
			9931285	8.5	
9931290	9.0				
バイオジェル® 素材：天然ゴム 色：小麦色 厚さ：0.27mm		天然ゴムのグローブで厚さを必要とされる方にお勧めのグローブです。	30455	5.5	医療機器認証番号： 222ADBZX00017000 販売名： バイオジェル
			30460	6.0	
			30465	6.5	
			30470	7.0	
			30475	7.5	
			30480	8.0	
			30485	8.5	
30490	9.0				

入り数：サイズ 5.5～8.5まで1ケース 50 双 / 箱 × 4 箱 200 双入り
 サイズ 9.0のみ1ケース 40 双 / 箱 × 4 箱 160 双入り (サイズ 9 は受発注のみ)
 厚さ：グローブの指先の厚さ