

表面

メピタック®

本品はソフトシリコンを素材とした固定テープです。
特許技術セーフタック®を使用している皮膚に優しいテープです。

ガーゼ、チューブ、創傷被覆材などの固定用にお使いください。

裏面

メピタック® 使用上の注意

- 高温・多湿の環境では、粘着力が弱まる可能性があります。
- 生命維持に関わる装置の固定、動脈カテーテルや動脈カニューレには使用しないでください。
- かぶれ、かゆみ、湿疹などの症状があらわれた場合は、直ぐに使用を中止し、医師に相談してください。

製品に関するお問い合わせ：
メンリッケヘルスケア株式会社
ウインドケア事業部 (03) 6279-0991

MHCJPWC-201705-01

仕様：縦55mm×53mm
紙：上質110kg
印刷：1色×1色(スミ)