




- Rygg utan överlappning
- Impermeabel ärmförstärkning som minimerar risk för genomsläpp
- Absorberande och mjuk för en bekväm känsla
- Impermeabel mot kroppsvätskor från bröst och nedåt

BARRIER[®] urologirock – Classic

- Vätskeavstötande material
- Impermeabel från bröst och nedåt för ett optimalt skydd
- Designad för sittande ställning som ger en ökad komfort och flexibilitet
- Lämplig för ingrepp med stora vätskemängder
- Rocken finns i kvalitén High performance¹

High Performance	Art.nr	Beskrivning	Stl.	Längd	Bredd	Förp.
	670301	Operationsrock HP, två handdukar, inslagen	L	141 cm	180 cm	16/32
	670302	Operationsrock HP, två handdukar, inslagen	XL	160 cm	180 cm	16/32



HP = High Performance



Material på rocken	Rock & ärmar: Viskos/polyester nonwoven och polyetylenplastfilm Frontförstärkning: Polyetylenplastfilm Ärmförstärkning: Polyetylenplastfilm, viskos/polyester nonwoven
Produkt klassifikation	European Standard EN 13795:2011 High Performance och ANSI/AAMI PB70:2012 nivå 3.
Förpackning	Rockarna ligger vakuumpförpackade i sin produktförpackning, i dubbla kartonger (avdelningsförpackning och transportförpackning) som skyddar dem mot damm, fukt och skador under transport, hantering och förvaring.
Miljö	På Mölnlycke Health Care har vi ett långvarigt åtagande att se till att vår verksamhet har en så liten effekt som möjligt på miljön, utan att kompromissa med effektiviteten och tillförlitligheten när det gäller våra produkter och vår service. Ett sunt miljötanke är en prioritet i vår tillverkning och på våra anläggningar runt om i världen.

Referenser

1. European Standard EN 13795:2011 Surgical drapes, gowns and clean air suits, used as medical devices for patients, clinical staff and equipment – General requirements for manufacturers, processors and products, test methods, performance requirements and performance levels. 2. ANSI/AAMI PB70:2012 Liquid performance and classification of protective apparel and drapes for use in health care facilities.

Läs mer på www.molnlycke.se

Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, 402 52 Göteborg. Tel. 031-722 30 00.

Namnet Mölnlycke Health Care och logotypen och BARRIER® är registrerade globalt och tillhör något av företagen inom Mölnlycke Health Care-koncernen. © 2015. Mölnlycke Health Care AB. Alla rättigheter förbehållna.