



- Axelveck som ger överkroppen rörelsefrihet
- Ärmarna som är riktade framåt, vilket överensstämmer med en naturlig arbetsställning
- Långa underärmar som ökar rörelsefriheten och minskar risken för att handskarna glider ner

BARRIER® operationsrock – Extra vätsketät FPP

- Lätt och andningsbart material för termisk komfort
- Mikroporer bekämpar svett, medan polyetenfilmen förhindrar vätskegenomträngning
- Impermeabel mot kroppsvätskor över hela rocken
- Ergonomisk design, för optimal rörelsefrihet
- Lämplig för alla typer av ingrepp med stora vätskemängder
- Rocken finns i kvaliteten High performance¹

High Performance	Art.nr	Beskrivning	Stl.	Längd	Bredd	Förp.
	670102	Operationsrock HP, två handdukar, inslagen	L	121 cm	154 cm	32/64
	670103	Operationsrock HP, två handdukar, inslagen	L-L	131 cm	154 cm	30/60
	670104	Operationsrock HP, två handdukar, inslagen	XL	132 cm	174 cm	28/56
	670105	Operationsrock HP, två handdukar, inslagen	XL-L	145 cm	174 cm	28/56
	670107	Operationsrock HP, två handdukar, inslagen	XXL-L	148 cm	184 cm	26/52
	670106	Operationsrock HP, två handdukar, inslagen	XXL-XL	161 cm	184 cm	28/56

HP = High Performance



Material på rocken	Rock & ärmar: Polyetylenplastfilm, polyester/polyetylen nonwoven
Produktklassifikation	European Standard EN 13795:2011 High Performance och ANSI/AAMI PB70:2012 nivå 3.
Förpackning	Rockarna ligger vakuumpförpackade i sin produktförpackning, i dubbla kartonger (avdelningsförpackning och transportförpackning) som skyddar dem mot damm, fukt och skador under transport, hantering och förvaring.
Miljö	På Mölnlycke Health Care har vi ett långvarigt åtagande att se till att vår verksamhet har en så liten effekt som möjligt på miljön, utan att kompromissa med effektiviteten och tillförlitligheten när det gäller våra produkter och vår service. Ett sunt miljötänkande är en prioritet i vår tillverkning och på våra anläggningar runt om i världen.

Referenser

1. European Standard EN 13795:2011 Surgical drapes, gowns and clean air suits, used as medical devices for patients, clinical staff and equipment – General requirements for manufacturers, processors and products, test methods, performance requirements and performance levels.
2. ANSI/AAMI PB70:2012 Liquid performance and classification of protective apparel and drapes for use in health care facilities.

Läs mer på www.molnlycke.se

Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, 402 52 Göteborg. Tel. 031-722 30 00.

Namnet Mölnlycke Health Care och logotypen och BARRIER® är registrerade globalt och tillhör något av företagen inom Mölnlycke Health Care-koncernen. © 2015. Mölnlycke Health Care AB. Alla rättigheter förbehållna.

