




BARRIER® operationsrock – Primary

- Lätt material för ökad komfort
- Vätskeavstötande material för korta ingrepp
- T-skuren design ger bra passform
- Rocken finns i två olika kvalitéer, Standard och High performance¹

Standard Performance	Art.nr	Beskrivning	Stl.	Längd	Bredd	Förp.
	98000622	Operationsrock SP, två handdukar, inslagen	L	127 cm	150 cm	-/42
	98000623	Operationsrock SP, två handdukar, inslagen	L-L	151 cm	150 cm	-/42
	98000624	Operationsrock SP, två handdukar, inslagen	XL	127 cm	167 cm	-/42
	98000625	Operationsrock SP, två handdukar, inslagen	XL-L	152 cm	166 cm	-/42

SP = Standard Performance

High Performance	Art.nr	Beskrivning	Stl.	Längd	Bredd	Förp.
	98000722	Operationsrock HP, två handdukar, inslagen	L	127 cm	150 cm	-/30
	98000723	Operationsrock HP, två handdukar, inslagen	L-L	151 cm	150 cm	-/28
	98000724	Operationsrock HP, två handdukar, inslagen	XL	127 cm	167 cm	-/28
	98000725	Operationsrock HP, två handdukar, inslagen	XL-L	152 cm	166 cm	-/26

HP = High Performance

- Impermeabel förstärkning i front och ärmar vilket minimerar risk för genomsläpp
- Ultraljudssvetsad ärm
- Komfortlager ger en bekväm känsla



Material på rocken	Rock & ärmar: Nonwoven polypropen fibrer Frontförstärkning: Polyetylenplastfilm, polyester nonwoven Ärmförstärkning: Polyetylenplastfilm, polyester nonwoven
Produktklassifikation	European Standard EN 13795:2011 Standard Performance och ANSI/AAMI PB70:2012 nivå 3. European Standard EN 13795:2011 High Performance och ANSI/AAMI PB70:2012 nivå 3.
Förpackning	Rockarna ligger förpackade i sin produktförpackning, i en skyddande påse i transportförpackningen som skyddar dem mot damm, fukt och skador under transport, hantering och förvaring.
Miljö	På Mölnlycke Health Care har vi ett långvarigt åtagande att se till att vår verksamhet har en så liten effekt som möjligt på miljön, utan att kompromissa med effektiviteten och tillförlitligheten när det gäller våra produkter och vår service. Ett sunt miljötänkande är en prioritet i vår tillverkning och på våra anläggningar runt om i världen.

Referenser

1. European Standard EN 13795:2011 Surgical drapes, gowns and clean air suits, used as medical devices for patients, clinical staff and equipment – General requirements for manufacturers, processors and products, test methods, performance requirements and performance levels.

Läs mer på www.molnlycke.se

Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, 402 52 Göteborg. Tel. 031-722 30 00.

Namnet Mölnlycke Health Care och logotypen och BARRIER® är registrerade globalt och tillhör något av företagen inom Mölnlycke Health Care-koncernen. © 2015. Mölnlycke Health Care AB. Alla rättigheter förbehållna.